



MEDIT *i700*



# Medit i700

## Escáner Intraoral digital

### Características

El sistema Medit i700 es un escaneo cómodo tanto para el dentista como para el paciente.

- Cable extraíble.
- Peso de sólo 2445g.
- Desinfección UV-C LED.
- Modo control remoto.
- 2x más rápido.
- Puntas reversibles 180°.





## Especificaciones

Tecnología de escaneo	Cuadro	Hasta 70 fps
	Captura de imagen	Video-3D Collor full-3D
	Fuente de luz	LED
	Anti-niebla	Tecnología adaptativa
Precisión	Arco completo	10.9 $\mu\text{m} \pm 0.98$
Pieza de mano	Dimensiones	248 x x44 x 47.4 mm
	Peso	245 gr
Boquilla	Dimensiones punta	22.2 x 15.9 mm
	Ángulo espejo	45 grados
	Área escaneo	15 x 13 mm
	Autoclavable	Hasta 100 veces
	Punta reversible	Autoclave 121°C 30 min.
Modo especial	Control remoto	Si
	Desinfección UV-C	Si
Cable	Longitud	2.0 mts, desmontable
	Conectividad	USB 3.1 Gen1 (C Power)

# Medit i700

## Escáner intraoral digital

El escáner intraoral Medit i700 es una innovadora herramienta tecnológica diseñada para capturar imágenes digitales de alta precisión.

Con su diseño ergonómico y su tecnología avanzada, el Medit i700 ofrece a los profesionales de la odontología una solución rápida, precisa y cómoda para la toma de impresiones dentales.

Los profesionales dentales pueden mejorar la precisión de sus diagnósticos, acelerar los procesos de tratamiento y ofrecer una experiencia más cómoda a sus pacientes. Es una herramienta que impulsa la odontología digital, permitiendo un enfoque más moderno, eficiente y avanzado en el cuidado bucal.





## Tecnología de escaneo digital de última generación

Con Medit i700 puedes conectarte directamente a un ordenador con **un solo cable desmontable**, de longitud **2.0mts**, y con una conectividad de **USD 3.1 Gen1(CPower)**. Mejorando así la movilidad y el mantenimiento del escáner.

Su escanear se realiza con aplicaciones especializadas y funciones inteligentes **gratuitas** para los procedimientos dentales.

Posee un potente hardware y software inteligente, el Medit i700 es la clave para liberar todo el potencial de su clínica.

C Type port + Power Delivery Cable





Para más información:

916 846 063

[www.mpimplants.com](http://www.mpimplants.com)