

MPI Privilege®
Excellence® & All-In®
Systems


Componentes Protésicos

Conexión Interna
Cono Morse



Pilar de Cicatrización Recto Excellence®

	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3	Ø 5
2 mm	EXC701	-
3 mm	EXC702	EXC706
4 mm	EXC703	-
5 mm	EXC704	EXC707
7 mm	EXC705	EXC708



Pilar de Cicatrización Estético Excellence®

	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3	Ø 5
	Ø 4 - Ø 5	Ø 5 - Ø 6
3 mm	EXC709	EXC711
5 mm	EXC710	EXC712



Pilar de Cicatrización Recto Privilege®

	Ø 3,5 / Ø 4	Ø 5
2 mm	CM501	CM505
3 mm	CM502	CM506
4 mm	CM503	CM507
6 mm	CM504	CM508



Pilar de Cicatrización Estético Privilege®

	Ø 3,5 / Ø 4		Ø 5
	Ø 4 - Ø 5	Ø 4 - Ø 6	Ø 5 - Ø 6
2 mm	CM509	CM513	CM517
3 mm	CM510	CM514	CM518
4 mm	CM511	CM515	CM519
6 mm	CM512	CM516	CM520



Pilar Provisional

	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3	Ø 5
Hexagonal	CM523	CM524
Cilíndrico	CM525	CM526



Poste de Impresión Cubeta Abierta

	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3	Ø 5
Recto	CM541	CM542
	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3 - Ø 5	Ø 5 - Ø 6
Estético	CM543	CM544




Poste de Impresión Cubeta Cerrada

	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3	Ø 5
Recto	CM545	CM546
	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3 - Ø 5	Ø 5 - Ø 6
Estético	CM547	CM548




Réplica Implante

Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3	Ø 5
EXC749	EXC750



Pilar Cónico Recto

	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3	Ø 5
1 mm	CM551	CM555
2 mm	CM552	CM556
3 mm	CM553	CM557
4 mm	CM554	CM558



Pilar Cónico Angulado

	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3	Ø 5
Angulación 15°	CM559	CM561
Angulación 25°	CM560	CM562



Pilar Calcinable con Base Cr-Co

	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3	Ø 5
Hexagonal	CM575	CM576
Cilíndrico	CM577	CM578



Pilar Calcinable con Base de Cr-Co Angulado

	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3	Ø 5
Hexagonal 17°	CM585	CM586
Hexagonal 30°	CM587	CM588
Cilíndrico 17°	CM581	CM582
Cilíndrico 30°	CM583	CM584



MPI Pack

	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3	Ø 5
Hexagonal	MPI PACK CMS HEX.	MPI PACK CML HEX.
Cilíndrico	MPI PACK CMS CIL.	MPI PACK CML CIL.

Sistema de transepiteliales




Pilar Transepitelial Recto MPI Privilege®

	Ø 4
2 mm	CM565
3 mm	CM566
4 mm	CM567
5 mm	CM568



Pilar Transepitelial Recto MPI Excellence®

	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3	Ø 5
1,5 mm	EXC765	EXC769
2,5 mm	EXC766	EXC770
3,5 mm	EXC767	EXC771
4,5 mm	EXC768	EXC772



Pilar Transepitelial Angulado


	Angulación 17°	Angulación 30°
2,5 mm	CM569	-
3,5 mm	CM570	CM571
4,5 mm	-	CM572

Sistema de transepiteliales




Tapón de Confort

TR007



Transportador

TR010



Poste de Impresión
Cubeta Abierta

TR002



Poste de Impresión
Cubeta Cerrada

TR003



Réplica

Hexagonal

TR004A

Cilíndrico

TR004



Provisional

TR006



Pilar Recto

TR011



Calcinable

TR005

Sistema de transepiteliales



Pilar Calcinable con Base Cr-Co

Hexagonal

TR015A

Cilíndrico

TR015



Tornillo Corto M1,4

2 mm

TR008

3 mm

TR009



Interfase

Hexagonal

TR013A

Cilíndrico

TR013



Análogo Digital

Hexagonal

TR012A

Cilíndrico

TR012



Scanbody

TR014

Sistema de CAD-CAM



Interfase

	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3	Ø 5
Hexagonal	CM600	CM601
Hexagonal 2 mm	CM600HG2	CM601HG2
Hexagonal 3 mm	CM600HG3	CM601HG3
Cilíndrico	CM602	CM603
Cilíndrico 2 mm	CM602HG2	CM603HG2
Cilíndrico 3 mm	CM602HG3	CM603HG3



	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3	Ø 5
Hexagonal	CM604	CM605
Cilíndrico	CM606	CM607



Tornillo Dinámico

Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3	Ø 5
CM579	CM580



Destornillador Dinámico

20 mm	KD9142S
25 mm	KD9142M
30 mm	KD9142L



Réplica Digital

Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3	Ø 5
CM612	CM613



Scanbody

Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3	Ø 5
CM610	CM611

exocad

3shape

Descarga nuestra librería en www.mpiimplants.com

Sistema Equator®



Pilar Equator®

	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3	Ø 5
1 mm	EQCM341	-
2 mm	EQCM342	EQCM52
3 mm	EQCM343	EQCM53
4 mm	EQCM344	EQCM54
5 mm	EQCM345	EQCM55
6 mm	EQCM346	-
7 mm	EQCM347	-



Poste de Impresión

EQ1002



Réplica

EQ1010


Packs de Retención




Negro	EQ1003
Morado (2,7 Kg)	EQ1005
Rosa (1,2 Kg)	EQ1006
Amarillo (0,6 Kg)	EQ1007
Blanco (1,8 Kg)	EQ1008



Herramientas Equator®



EQ1001



EQ1009

Sistema Locator®



Pilar Locator®

	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3	Ø 5
1 mm	LO8115	LO8686
2 mm	LO8116	LO8687
3 mm	LO8117	LO8688
4 mm	LO8118	LO8689
5 mm	LO8119	LO8690



Poste de Impresión

LO8505



Pack de Procesado

LO8519



Packs de Retención

Blanco (2,27 Kgf)	LO8524
Rosa (1,36 Kgf)	LO8527
Azul (0,68 Kgf)	LO8529
Verde (1,36 - 1,81 Kgf)	LO8547
Rojo (0 - 0,68 Kgf)	LO8548



Réplica

LO8530



Pack Divergente

LO8540

Herramienta Locator®



LO8393

Sistema Locator® para barras



Para Atornillar



Pilar roscado (Pack 2 uds.)

LO8589

Calcinable (Pack 10 uds.)

LO8014

Pack de procesado (Pack 2 uds.)

LO8028



Para Sobrecolar



Pilar sobrecolado (Pack 2 uds.)

LO8586

Pack de procesado (Pack 2 uds.)

LO8028



Locator® U.S. Patent Nos. 6,030,219 and 6,299,447.



Cono Morse			
Definición	Referencia	Diámetro del Implante	Torque Recomendado
Tornillo definitivo hex. 1,2 mm	CM535	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3 mm	30 Ncm
	CM536	Ø 5 mm	30 Ncm
Tornillo definitivo hex. 1,2 mm con tratamiento DLC	CM535 DLC	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3 mm	30 Ncm
	CM536 DLC	Ø 5 mm	30 Ncm
Tornillo de laboratorio	CM537	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3 mm	20 Ncm
	CM538	Ø 5 mm	20 Ncm
Tornillo definitivo de oro	CM539	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3 mm	30 Ncm
	CM540	Ø 5 mm	30 Ncm
Tornillo definitivo dinámico	CM579	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3 mm	25 Ncm
	CM580	Ø 5 mm	25 Ncm



Sistema Transeptelial			
Definición	Referencia	Diámetro del Implante	Torque Recomendado
Tornillo reducido para transeptiliales CM	TR001 CM	Ø 3,5 / Ø 3,75 / Ø 4,3 mm	30 Ncm
		Ø 5 mm	
Tornillo corto M 1,4 para transeptiliales angulados (2 mm)	TR008	-	10 Ncm
Tornillo corto M 1,4 para transeptiliales rectos (3 mm)	TR009	-	10 Ncm



Destornilladores	
Destornillador manual hexagonal 1,0 corto	SDHM101
Destornillador manual hexagonal 1,0 largo	SDHM102
Destornillador manual hexagonal 1,2 corto	SDHM121
Destornillador manual hexagonal 1,2 largo	SDHM122
Destornillador de laboratorio	SDLB
Destornillador manual plano	SDFM010
Destornillador de motor 1,2 corto	MSD010
Destornillador de motor 1,2 largo	MSD020
Destornillador para carraca con torque 1,2 corto	SDWR121
Destornillador para carraca con torque 1,2 largo	SDWR122
Destornillador dinámico 20 mm 25 mm 30 mm	KD9142S KD9142M KD9142L