

MPI Privilege®
System

Componentes **Protésicos**

Conexión Externa
Hexágono Universal



Pilar de Cicatrización Recto

	Ø 3,3 / Ø 3,5	Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1	Ø 5 / Ø 5,1
2 mm	HE001	HE005	HE009
3 mm	HE002	HE006	HE010
4 mm	HE003	HE007	HE011
6 mm	HE004	HE008	HE012




Pilar de Cicatrización Estético

	Ø 3,3 / Ø 3,5	Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1		Ø 5 / Ø 5,1
	Ø 4,1 - Ø 5	Ø 4,1 - Ø 5	Ø 4,1 - Ø 6	Ø 5 - Ø 6
2 mm	HE013	HE017	HE021	HE025
3 mm	HE014	HE018	HE022	HE026
4 mm	HE015	HE019	HE023	HE027
6 mm	HE016	HE020	HE024	HE028



Pilar Provisional

	Ø 3,3 / Ø 3,5	Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1	Ø 5 / Ø 5,1
Hexagonal	HE032	HE033	HE034
Cilíndrico	HE035	HE036	HE037



Poste de Impresión Cubeta Abierta

	Ø 3,3 / Ø 3,5	Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1	Ø 5 / Ø 5,1
Recto	HE053	HE054	HE055
Estético	HE056	HE057	HE058



Poste de Impresión Cubeta Cerrada

	Ø 3,3 / Ø 3,5	Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1	Ø 5 / Ø 5,1
Recto	HE059	HE060	HE061
Estético	HE062	HE063	HE064



Réplica Implante

Ø 3,3 / Ø 3,5	Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1	Ø 5 / Ø 5,1
HE065	HE066	HE067



Pilar Cónico Recto

	Ø 3,3 / Ø 3,5	Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1	Ø 5 / Ø 5,1
1 mm	HE068	HE072	HE076
2 mm	HE069	HE073	HE077
3 mm	HE070	HE074	HE078
4 mm	HE071	HE075	HE079



Pilar Cónico Angulado

	Ø 3,3 / Ø 3,5	Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1	Ø 5 / Ø 5,1
Angulación 17°	HE080	HE082	HE084
Angulación 25°	HE081	HE083	HE085



Pilar Calcinable

	Ø 3,3 / Ø 3,5	Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1	Ø 5 / Ø 5,1
Hexagonal	HE038	HE039	HE040
Cilíndrico	HE041	HE042	HE043



Pilar Calcinable con Base Cr-Co

	Ø 3,3 / Ø 3,5	Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1	Ø 5 / Ø 5,1
Hexagonal	HE044	HE045	HE046
Cilíndrico	HE048	HE049	HE047



Pilar Calcinable con Base de Cr-Co Angulado

	Ø 3,3 / Ø 3,5	Ø 3,3 / Ø 4,1 Ø 4 / Ø 4,1
Hexagonal 17°	HE109	HE110
Hexagonal 30°	HE112	HE113
Cilíndrico 17°	HE102	HE103
Cilíndrico 30°	HE105	HE106



MPI Pack


	Ø 3,3 / Ø 3,5	Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1	Ø 5 / Ø 5,1
Hexagonal	MPI PACK HES HEX.	MPI PACK HEM HEX.	MPI PACK HEL HEX.
Cilíndrico	MPI PACK HES CIL.	MPI PACK HEM CIL.	MPI PACK HEL CIL.

Sistema de transeptiliales



Pilar Transeptelial Recto

	Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1
2 mm	HE088
3 mm	HE089
4 mm	HE090
5 mm	HE091



Pilar Transeptelial Angulado

	Angulación 17°	Angulación 30°
2 mm	HE096	-
3 mm	HE097	HE098
4 mm	HE092	HE094
5 mm	-	HE095



Poste de Impresión
Cubeta Abierta

TR002



Poste de Impresión
Cubeta Cerrada

TR003

Réplica



Hexagonal	TR004A
Cilíndrico	TR004



Transportador

TR010

Sistema de transepiteliales

Pilar Calcinable con Base de Cr-Co



Hexagonal	TR015A
Cilíndrico	TR015

Interfase



Hexagonal	TR013A
Cilíndrico	TR013

Tornillo Corto M 1,4



2 mm	TR008
3 mm	TR009

Análogo Digital



Hexagonal	TR012A
Cilíndrico	TR012

Tapón de Confort



TR007

Calcinable



TR005

Provisional



TR006

Pilar Recto



TR011

Scanbody



TR014

Sistema de CAD-CAM

Interfase



	Ø 3,3 / Ø 3,5	Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1	Ø 5 / Ø 5,1
Hexagonal	HE200	HE201	HE202
Cilíndrico	HE203	HE204	HE205

Réplica Digital



	Ø 3,3 / Ø 3,5	Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1	Ø 5 / Ø 5,1
	HE214	HE215	HE216

Scanbody



	Ø 3,3 / Ø 3,5	Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1	Ø 5 / Ø 5,1
	HE210	HE211	HE212

Tornillo Dinámico



Ø 4 / 4,1	HE114
-----------	-------

Destornillador Dinámico



20 mm	KD9142S
25 mm	KD9142M
30 mm	KD9142L

Descarga nuestra librería en www.mpimplants.com

exocad

3shape

Sistema Sobredentadura



Pilar Locator®

	Ø 3,3 / Ø 3,5	Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1*
0,73 mm	-	LO8681
1 mm	HE120	-
2 mm	-	LO8682
3 mm	HE122	LO8683
4 mm	-	LO8684
5 mm	HE124	LO8685
6 mm	-	LO8696



Poste de Impresión

LO8505



Pack de Procesado

LO8519




Packs de Retención

Blanco (2,27 Kgf)	LO8524
Rosa (1,36 Kgf)	LO8527
Azul (0,68 Kgf)	LO8529
Verde (1,36 - 1,81 Kgf)	LO8547
Rojo (0 - 0,68 Kgf)	LO8548



Réplica

LO8530



Pack Divergente

LO8540

Herramienta Locator®



LO8393

Locator® U.S. Patent Nos. 6,030,219 and 6,299,447.

Sistema Equator®



Pilar Equator®

	Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1
2 mm	EQHE42
3 mm	EQHE43
4 mm	EQHE44
5 mm	EQHE45
6 mm	EQHE46
7 mm	EQHE47



Poste de Impresión

EQ1002



Réplica

EQ1010

Packs de Retención



Negro	EQ1003
Morado (2,7 Kg)	EQ1005
Rosa (1,2 Kg)	EQ1006
Amarillo (0,6 Kg)	EQ1007
Blanco (1,8 Kg)	EQ1008

Herramientas Equator®




EQ1001




EQ1009

Tornillos definitivos / Destornilladores

Hexágono Externo				
	Definición	Referencia	Diámetro del Implante	Torque Recomendado
	Tornillo definitivo hex. 1,2 mm	HE050	Ø 3,3 - Ø 3,5 mm	30 N.cm
			Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1 mm	
			Ø 5 / Ø 5,1 mm	
	Tornillo definitivo hex. 1,2 mm con DLC	HE050 DLC	Ø 3,3 - Ø 3,5 mm	30 N.cm
			Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1 mm	
			Ø 5 / Ø 5,1 mm	
	Tornillo de laboratorio	HE051	Ø 3,3 - Ø 3,5 mm	30 N.cm
			Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1 mm	
			Ø 5 / Ø 5,1 mm	
	Tornillo definitivo de oro	HE052	Ø 3,3 - Ø 3,5 mm	30 N.cm
			Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1 mm	
			Ø 5 / Ø 5,1 mm	
	Tornillo poste de impresión corto	HE087S	Ø 3,3 - Ø 3,5 mm	10 N.cm
			Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1 mm	
			Ø 5 / Ø 5,1 mm	
	Tornillo definitivo dinámico	HE114	Ø 3,3 - Ø 3,5 mm	25 N.cm
			Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1 mm	
			Ø 5 / Ø 5,1 mm	
Sistema Transeptelial				
	Definición	Referencia	Diámetro Implante	Torque Recomendado
	Tornillo reducido para transeptiliales CM	TR001 CM	Ø 3,5 / Ø 4 mm	30 N.cm
			Ø 5 mm	
	Tornillo reducido para transeptiliales HE	TR001 HE	Ø 3,3 / Ø 4,1 - Ø 4 / Ø 4,1 mm	30 N.cm
	Tornillo corto M 1,4 para transeptiliales angulados (2 mm)	TR008	-	10 N.cm
	Tornillo corto M 1,4 para transeptiliales rectos (3 mm)	TR009	-	10 N.cm

11



DESTORNILLADORES	
Destornillador manual hexagonal 1,0 corto	SDHM101
Destornillador manual hexagonal 1,0 largo	SDHM102
Destornillador manual hexagonal 1,2 corto	SDHM121
Destornillador manual hexagonal 1,2 largo	SDHM122
Destornillador de laboratorio 1,2	SDLB
Destornillador manual plano	SDFM010
Destornillador de motor 1,2 corto	MSD010
Destornillador de motor 1,2 largo	MSD020
Destornillador de motor 1,0 largo	MSD102
Destornillador para carraca con torque 1,2 corto	SDWR121
Destornillador para carraca con torque 1,2 largo	SDWR122
Destornillador dinámico	20 mm 25 mm 30 mm KD9142S KD9142M KD9142L